

# 部品価格表

2022年8月1日現在

メーカー名: Agilent (ICP-MS)

モデル名: 7700/7900/8800/8900

株式会社イアス

〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1






TEL: 042-589-5525 FAX: 042-589-5526

URL: <https://iasinc.jp> Email: [iasjapan@iasinc.jp](mailto:iasjapan@iasinc.jp)

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
<b>ネブライザー関連</b>		
IAS05-AR35-1-FM04EX	MicroMist ネブライザー AR35-1-FM04EX	
G3266-80003/G3266-65003/G3266A#001	400 µL/min、EzyFitサンプルチューブ 1/16" o.d.	
IAS05-ARG-1-UM04X	MicroMist ネブライザー ARG-1-UM04X	
G3266-80003, G3266-80004, G3266-65003, G3266A#001	400 µL/min、UniFitサンプルチューブ 1/16" o.d.	
IAS05-A13-1-UM04X	MicroMist DC ネブライザー A13-1-UM04X	
G3266-80005	400 µL/min、UniFitサンプルチューブ 1/16" o.d.	
IAS05-EZT-16-50	EzyFit サンプルチューブ 1/16" o.d. x 0.5 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
G3266-80011	上記 MicroMistネブライザー用 チューブ	
IAS05-NFT-16-50	UniFit サンプルチューブ 1/16" o.d. x 0.5 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
	上記 MicroMistネブライザー用 チューブ	
IAS44-020-01-00	Cフローネブライザー C-Flow 200 µL/min	
G3285-80000	ネブライザーガスライン 4 mmに対応	
IAS44-020-02-00	Cフローネブライザー C-Flow 200 µL/min I-AS用強化プローブ付き	
G3285-80001	ネブライザーガスライン 4 mmに対応	
IAS19-PMM4000-200	Mira Mist ネブライザー	
G3161-80001	0.2~2.5 mL/min	
IAS19-TMM3500-200	PTFE Mira Mist ネブライザー	
G3161-80000	0.2~2.5 mL/min	
<b>耐HF導入キット 7700用</b>		
IAS44-011-100701	PFA導入キット (Pt 2.5 mm インジェクター) O2/HMIガスポート付き	
G4912-68001/G4912A#002	個別にも取り扱っております。	
<b>トーチ関連 7700/7900/8xxx用</b>		
IAS05-30-807-0556	石英 2.5 mm トーチ	
G3280-80001/G3280-80053同等品		

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
トーチ関連 7700/7900/8xxx用		
IAS05-31-808-2577	石英 シールドトーチ用ボンネット	
G1833-65421同等品		
IAS05-AT5004	長寿命シールド板	
G1833-65419同等品	下取り対象製品	
GE社製サンプリングコーン 7700/7800/7900/8800/8900用		
IAS05-AT7701-Ni	Ni サンプリングコーン	
G3280-67040同等品	7700x 標準	
IAS05-AT7706-Pt	Pt サンプリングコーン	
G3280-67036同等品	7700s 標準、下取り対象製品	
IAS05-AT7703	サンプリングコーン用ガスケット 3個入り	
G3280-67009同等品	7700/7900/8800/8900用	
阿曾工業社製サンプリングコーン 7700/7800/7900/8800/8900用		
IAS42-21201	Ni サンプリングコーン	
G3280-67040同等品	7700x 標準	
IAS42-21301	Pt サンプリングコーン	
G3280-67036同等品	7700s 標準、下取り対象製品	
GE社製スキマーコーン 7700/7800/8800用		
IAS05-AT7702X-Ni	Ni スキマーコーン	
G3280-67041同等品	7700x 標準, 7700e, 8800	
IAS05-AT7708X-Pt	Pt スキマーコーン Cuベース	
G3280-67060同等品	下取り対象製品	
IAS05-AT7708X-Pt/Ni	Pt スキマーコーン Niベース	
G3280-67063同等品	下取り対象製品	
阿曾工業社製スキマーコーン 7700/7800/8800用		
IAS42-22101	Ni スキマーコーン	
G3280-67041同等品	7700x 標準	
IAS42-22302	Pt スキマーコーン Cuベース	
G3280-67060同等品	下取り対象製品	
IAS42-22401	Pt スキマーコーン Niベース	
G3280-67063同等品	下取り対象製品	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
GE社製スキマーコーン 7700/7900/8800/8900用		
IAS05-AT7702S-Ni	Ni スキマーコーン	
G3280-67066同等品		
IAS05-AT7708S-Pt	Pt スキマーコーン Cuベース	
G3280-67064同等品	7700s 標準、下取り対象製品	
IAS05-AT7708S-Pt/Ni	Pt スキマーコーン Niベース	
G3280-67065同等品	下取り対象製品	
阿曾工業社製スキマーコーン 7700s/7900/8800/8900用		
IAS42-22102	Ni スキマーコーン	
G3280-67066同等品		
IAS42-22301	Pt スキマーコーン Cuベース	
G3280-67064同等品	7700s 標準、下取り対象製品	
IAS42-22402	Pt スキマーコーン Niベース	
G3280-67065同等品	下取り対象製品	
GE社製スキマーコーン 7900/8900用		
IAS05-AT7902X-Ni	Ni スキマーコーン	
G8400-67200同等品		
IAS05-AT7908X-Pt	Pt スキマーコーン Cuベース	
G8400-67201同等品	下取り対象製品	
IAS05-AT7908X-Pt/Ni	Pt スキマーコーン Niベース	
G8400-67202同等品	下取り対象製品	
阿曾工業社製スキマーコーン 7900/8900用		
IAS42-32101	Ni スキマーコーン	
G8400-67200同等品		
IAS42-32301	Pt スキマーコーン Cuベース	
G8400-67201同等品	下取り対象製品	
IAS42-32401	Pt スキマーコーン Niベース	
G8400-67202同等品	下取り対象製品	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
GE社製スキマーコーン 8900用		
IAS05-AT8908S-Pt/Cu	Pt スキマーコーン Cuベース	
G3666-67401同等品	下取り対象製品	
IAS05-AT8908S-Pt/Ni	Pt スキマーコーン Niベース	
G3666-67411同等品	下取り対象製品	
阿曾工業社製スキマーコーン 8900用		
IAS42-42301	Pt スキマーコーン Cuベース	
G3666-67401同等品	下取り対象製品	
IAS42-42401	Pt スキマーコーン Niベース	
G3666-67411同等品	下取り対象製品	
ペリスタルティックポンプチューブ		
IAS05-1.02-WHT3B	PVCペリスタルティックポンプチューブ (white-white) 3ストッパー 12本入り	
G1833-65569同等品	サンプル用 1.02 mm i.d.	
IAS05-1.02-WHT-MH	Tygon MH ペリスタルティックポンプチューブ (white-white) 6本入り	
	サンプル用 1.02 mm i.d.	
IAS05-0.19-OR-F-S	PVCペリスタルティックポンプチューブ フレアーエンド (orange-red) 6本入り	
G3280-67008同等品	内標準添加用 0.19 mm i.d.	
IAS05-0.25-OB-F-S	PVCペリスタルティックポンプチューブ フレアーエンド (orange-blue) 6本入り	
G3280-67047同等品	内標準添加用 0.25 mm i.d.	
IAS04-SC0313	PharMedペリスタルティックポンプチューブ (yellow-blue) 3ストッパー 12本入り	
G1833-65570同等品	ドレイン用 1.52 mm i.d.	
その他		
IAS05-31-808-3288	石英 トーチ・スプレーチャンバージョイント	
G3270-80025同等品	Agilent 7700/7800/7900/8800/8900用	
IAS05-31-808-3217	石英 トーチ・スプレーチャンバージョイント オプションガス用	
G3270-80024同等品	Agilent 7700/7800/7900/8800/8900用	

\*: 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承下さい。

\*: 阿曾工業社製のNi コーンは3個以上同時購入で割引がございます。

\*: Pt製シールド板およびコーンは下取りを行っております。

\*: 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

\*: 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。