

部品価格表

2021年7月1日現在



株式会社イアス

〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1

TEL: 042-511-2964 FAX: 050-3153-7645

URL: <https://iasinc.jp> E-mail: iasjapan@iasinc.jp

メーカー名: Agilent (ICP-MS)













モデル名: 7500/7700/7900/8800/8900

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ネブライザー関連		
IAS03-TQ-30-A1	石英 ネブライザー A1型	
	1 mL/min	
IAS03-TQ-30-A3	石英 ネブライザー A3型	
G1820-65138同等品	3 mL/min	
IAS05-AR35-1-FM04EX	MicroMist ネブライザー AR35-1-FM04EX	
G3266-80003/G3266-65003/G3266A#001	400 µL/min、EzyFitサンプルチューブ 1/16" o.d.	
IAS05-ARG-1-UM04X	MicroMist ネブライザー ARG-1-UM04X	
	400 µL/min、UniFitサンプルチューブ 1/16" o.d.	
IAS05-A13-1-UM04X	MicroMist DC ネブライザー A13-1-UM04X	
G3266-80005	400 µL/min、UniFitサンプルチューブ 1/16" o.d.	
IAS05-EZT-16-25	EzyFit サンプルチューブ 1/16" o.d. x 0.25 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
G3266-80010	上記 MicroMistネブライザー用 チューブ	
IAS05-EZT-16-50	EzyFit サンプルチューブ 1/16" o.d. x 0.5 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
G3266-80011	上記 MicroMistネブライザー用 チューブ	
IAS05-NFT-16-25	UniFit サンプルチューブ 1/16" o.d. x 0.25 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
	上記 MicroMistネブライザー用 チューブ	
IAS05-NFT-16-50	UniFit サンプルチューブ 1/16" o.d. x 0.5 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
	上記 MicroMistネブライザー用 チューブ	
IAS01-2020	PFA-20 ネブライザー	
G3139-65106		
IAS01-2000	PFA-50 ネブライザー	
IAS01-2002-5000	マイクロフローネブライザー	
G3139-65100/ G3139A#011	流量 150~200 µL/min	
IAS01-2020-0700-080	PFA-20 ネブライザー I-AS用強化プローブ付き	
G3139-65108	プローブ取り付け部が曲がりにくいように強化されているタイプ	
IAS01-2000-0700-080	PFA-50 ネブライザー I-AS用強化プローブ付き	
	プローブ取り付け部が曲がりにくいように強化されているタイプ	
IAS01-2002-0700-080	マイクロフローネブライザー I-AS用強化プローブ付き	
G3139-65102/ G3139A#021	プローブ取り付け部が曲がりにくいように強化されているタイプ	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ネブライザー関連		
IAS44-020-01-00	Cフローネブライザー C-Flow 200 μ L/min	
G3285-80000	ネブライザーガスライン 4 mmに対応	
IAS44-020-02-00	Cフローネブライザー C-Flow 200 μ L/min I-AS用強化プローブ付き	
G3285-80001	ネブライザーガスライン 4 mmに対応	
IAS19-PMM4000-200	PEEK製 MiraMist ネブライザー	
G3161-80001	0.2~2.5 mL/min	
IAS19-TMM3500-200	PTFE製 MiraMist ネブライザー	
G3161-80000	0.2~2.5 mL/min	
耐HF導入キット 7500用		
IAS44-011-100635	PFA導入キット (Pt 2.5 mm インジェクター) HMIガスポート付き	
G3285A#102/ G3285-80015	個別にも取り扱っております。	
耐HF導入キット 7700用		
IAS44-011-100701	PFA導入キット (Pt 2.5 mm インジェクター)	
G4912-68001/ G4912A#002	個別にも取り扱っております。	
スプレーチャンバー 7500用		
IAS05-20-809-2643	石英 スコットタイプスプレーチャンバー	
G1820-65337/G3280- 80008同等品		
トーチ関連 7500用		
IAS05-30-807-0542	石英 2.5 mm トーチ (ピン2個タイプ)	
G3270-67002/ G3270-80043同等品	HMIキット対応	
IAS03-ML190012	石英 1 mm テーパートーチ	
G1833-65425同等品		
トーチ関連 7700/7900/8xxx用		
IAS05-30-807-0556	石英 2.5 mm トーチ	
G3280-80001/G3280- 80053同等品		
トーチ関連 7700/7900/8xxx用		
IAS05-31-808-2577	石英 シールドトーチ用ボンネット	
G1833-65421同等品		
IAS05-AT5004	長寿命シールド板 (90%Pt/10%Ir)	
G1833-65419同等品	下取り対象製品	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
GE社製サンプリングコーン 7500用		
IAS05-AT1001-Ni	Ni サンプリングコーン	
G1820-65238同等品	Cuベース	
IAS05-AT1006-Pt	Pt サンプリングコーン	
G1820-65239同等品	Cuベース、下取り対象製品	
IAS05-AT5001	サンプリングコーン用Oリング	
G1820-65025同等品		
阿曾工業社製サンプリングコーン 7500用		
IAS42-11101	Ni サンプリングコーン	
G1820-65238 (G1820-65206)同等品	Cuベース	
IAS42-11301	Pt サンプリングコーン	
G1820-65239 (G1820-65205)同等品	Cuベース、下取り対象製品	
GE社製サンプリングコーン 7700/7800/7900/8800/8900用		
IAS05-AT7701-Ni	Ni サンプリングコーン	
G3280-67040同等品	7700x 標準	
IAS05-AT7706-Pt	Pt サンプリングコーン	
G3280-67036同等品	7700s 標準、下取り対象製品	
IAS05-AT7703	サンプリングコーン用ガスケット 3個入り	
G3280-67009同等品	7700/7900/8800/8900用	
阿曾工業社製サンプリングコーン 7700/7900/8800用		
IAS42-21201	Ni サンプリングコーン	
G3280-67040同等品	7700x 標準	
IAS42-21301	Pt サンプリングコーン	
G3280-67036同等品	7700s 標準、下取り対象製品	
GE社製スキマーコーン 7500a/7500i/7500s用		
IAS05-AT1002-Ni	Ni スキマーコーン	
G1820-65050 (G1820-65265) 同等品		
IAS05-AT1008-Pt	Pt スキマーコーン	
G1820-65237 (G1820-65207) 同等品	Cuベース、下取り対象製品	
阿曾工業社製スキマーコーン 7500a/7500i/7500s用		
IAS42-12101	Ni スキマーコーン	
G1820-65050 (G1820-65265) 同等品		
IAS42-12302	Pt スキマーコーン	
G1820-65237 (G1820-65207) 同等品	Cuベース、下取り対象製品	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
GE社製スキマーコーン 7500c用		
IAS05-AT1002C-Ni	Ni スキマーコーン	
G1833-65497同等品		
阿曾工業社製スキマーコーン 7500c用		
IAS42-12103	Ni スキマーコーン	
G1833-65497同等品		
GE社製スキマーコーン 7500ce/7500cx用		
IAS05-AT1002CE-Ni	Ni スキマーコーン	
G3270-65024同等品		
阿曾工業社製スキマーコーン 7500ce/7500cx用		
IAS42-12102	Ni スキマーコーン	
G3270-65024同等品		
GE社製スキマーコーン 7500ce/7500cs用		
IAS05-AT1008CS-Pt	Pt スキマーコーン	
G1833-65132同等品	Cuベース、下取り対象製品	
阿曾工業社製スキマーコーン 7500cs用		
IAS42-12301	Pt スキマーコーン	
G1833-65132/ G1820-65132同等品	Cuベース、下取り対象製品	
GE社製スキマーコーン 7700x/7800/8800用		
IAS05-AT7702X-Ni	Ni スキマーコーン	
G3280-67041同等品	7700x 標準, 7700e, 8800	
IAS05-AT7708X-Pt	Pt スキマーコーン (Cuベース)	
G3280-67060同等品	下取り対象製品	
IAS05-AT7708X-Pt/Ni	Pt スキマーコーン (Niベース)	
G3280-67063同等品	下取り対象製品	
阿曾工業社製スキマーコーン 7700x用		
IAS42-22101	Ni スキマーコーン	
G3280-67041同等品	7700x 標準	
IAS42-22302	Pt スキマーコーン (Cuベース)	
G3280-67060同等品	下取り対象製品	
IAS42-22401	Pt スキマーコーン (Niベース)	
G3280-67063同等品	下取り対象製品	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
GE社製スキマーコーン 7700s/8800用		
IAS05-AT7702S-Ni	Ni スキマーコーン	
G3280-67066同等品		
IAS05-AT7708S-Pt	Pt スキマーコーン (Cuベース)	
G3280-67064同等品	7700s 標準、下取り対象製品	
IAS05-AT7708S-Pt/Ni	Pt スキマーコーン (Niベース)	
G3280-67065同等品	下取り対象製品	
阿曾工業社製スキマーコーン 7700s用		
IAS42-22102	Ni スキマーコーン	
G3280-67066同等品		
IAS42-22301	Pt スキマーコーン (Cuベース)	
G3280-67064同等品	7700s 標準、下取り対象製品	
IAS42-22402	Pt スキマーコーン (Niベース)	
G3280-67065同等品	下取り対象製品	
GE社製スキマーコーン 7900用		
IAS05-AT7902X-Ni	Ni スキマーコーン	
G8400-67200同等品		
IAS05-AT7908X-Pt	Pt スキマーコーン (Cuベース)	
G8400-67201同等品	下取り対象製品	
IAS05-AT7908X-Pt/Ni	Pt スキマーコーン (Niベース)	
G8400-67202同等品	下取り対象製品	
阿曾工業社製スキマーコーン 7900用		
IAS42-32101	Ni スキマーコーン	
G8400-67200同等品		
IAS42-32301	Pt スキマーコーン (Cuベース)	
G8400-67201同等品	下取り対象製品	
IAS42-32401	Pt スキマーコーン (Niベース)	
G8400-67202同等品	下取り対象製品	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ペリスタルティックポンプチューブ		
IAS05-1.02-WHT3B	PVCペリスタルティックポンプチューブ (white-white) 3ストッパー 12本入り	
G1833-65569同等品	サンプル用 1.02 mm i.d.	
IAS05-1.02-WHT-MH	Tygon MH ペリスタルティックポンプチューブ (white-white) 2ストッパー 6本入り	
	サンプル用 1.02 mm i.d.	
IAS05-0.19-OR-F-S	PVCペリスタルティックポンプチューブ フレアーエンド (orange-red) 2ストッパー 6本入り	
G3280-67008同等品	内標準添加用 0.19 mm i.d.	
IAS05-0.25-OB-F-S	PVCペリスタルティックポンプチューブ フレアーエンド (orange-blue) 2ストッパー 6本入り	
G3280-67047同等品	内標準添加用 0.25 mm i.d.	
IAS04-SC0313	PharMedペリスタルティックポンプチューブ (yellow-blue) 3ストッパー 12本入り	
G1833-65570同等品	ドレイン用 1.52 mm i.d.	
その他		
IAS05-31-808-2799	石英 トーチ・スプレーチャンバージョイント	
G1833-65426同等品	Agilent 7500用	
IAS03-ML190044	石英 トーチ・スプレーチャンバージョイント オプションガス用	
G1833-65427同等品	Agilent 7500用	
IAS05-31-808-3288	石英 トーチ・スプレーチャンバージョイント	
G3270-80025同等品	Agilent 7700/7800/7900/8800/8900用	
IAS05-31-808-3217	石英 トーチ・スプレーチャンバージョイント オプションガス用	
G3270-80024同等品	Agilent 7700/7800/7900/8800/8900用	

*: 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承下さい。

*: 阿曾工業社製のNi コーンは3個以上同時購入で割引がございます。

*: Pt製シールド板およびコーンは下取りを行っております。

*: 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

*: 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。