

部品価格表

2021年7月1日現在



株式会社イアス

〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1













TEL: 042-511-2964 FAX: 050-3153-7645










URL: <https://iasinc.jp> E-mail: iasjapan@iasinc.jp

メーカー名: PerkinElmer (ICP-OES)

モデル名: Avio 200/500

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ネブライザー関連		
IAS03-TR-50-K1	ネブライザー K1型	
N0777707	標準	
IAS03-TR-50-K3	ネブライザー K3型	
N0681574	有機溶媒用	
IAS05-ARG-07-UM005	MicroMist ネブライザー ARG-07-UM005	
N0775349		
IAS05-ARG-07-UM01	MicroMist ネブライザー ARG-07-UM01	
N0775348		
IAS05-ARG-07-UM02	MicroMist ネブライザー ARG-07-UM02	
N0775347		
IAS05-ARG-07-UM06	MicroMist ネブライザー ARG-07-UM06	
IAS05-ARG-07-USS2	SeaSpray ネブライザー ARG-07-USS2	
N0775345		
IAS19-PMM4000-308	Mira Mist ネブライザー	
N0775330	耐HF用標準、PEEK製	
IAS01-2040	PFA-ST ネブライザー チューブなし	
IAS01-2040-YY	PFA-ST ネブライザー チューブ2本付	
N0777049	チューブは流量100, 400, 700 μL/min用より2本選択	
IAS01-2042	STネブライザー用チューブ 100 μL/min用	
IAS01-2041	STネブライザー用チューブ 400 μL/min用	
IAS01-2044	STネブライザー用チューブ 700 μL/min用	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
スプレーチャンバー		
IAS05-20-809-9199HE	サイクロンスプレーチャンバー(バッフル付き)	
N0791352同等品		
IAS05-20-808-8882HE	サイクロンスプレーチャンバー	
IAS05-20-809-3452	PTFE サイクロンスプレーチャンバー (バッフル付き)	
	耐HF用	
IAS05-20-809-2507	PTFE サイクロンスプレーチャンバー	
N0777497同等品	耐HF用	
トーチ関連		
IAS05-31-808-3785	石英 0.8 mm テーパートーチインジェクター	
N0791185同等品		
IAS05-31-808-3786	石英 1.2 mm テーパートーチインジェクター	
N0791186同等品		
IAS05-31-808-3787	石英 1.2 mm トーチインジェクター	
IAS05-31-808-3788	石英 1.6 mm テーパートーチインジェクター	
N0791188 同等品		
IAS05-31-808-3789	石英 2.0 mm テーパートーチインジェクター	
N0791189同等品		
IAS05-31-808-3790	石英 3.0 mm テーパートーチインジェクター	
N0791190同等品		
IAS05-31-808-3799	アルミナ 1.25 mm テーパートーチインジェクター	
IAS05-31-808-3784	サファイア 2.0 mm トーチインジェクター	
N0791184同等品		

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ペリスタルティックポンプチューブ		
IAS05-0.76-BLK	PVCペリスタルティックポンプチューブ (black-black) 12本入り	
09908587同等品	サンプル用 0.76 mm i.d.	
IAS05-1.14-RED	PVCペリスタルティックポンプチューブ (red-red) 12本入り	
N0680375 / 09908585 同等品	ドレイン用、水素化物還元剤用 1.14 mm i.d.	
IAS05-1.52-YB	PVCペリスタルティックポンプチューブ (yellow-blue) 12本入り	
09923536同等品	水素化物サンプル用 1.52 mm i.d.	
IAS05-3.17-BLKW	PVCペリスタルティックポンプチューブ (black-white) 12本入り	
N8122012同等品	水素化物ドレイン用 3.17 mm i.d.	
IAS01-4398-3114	Tygonペリスタルティックポンプチューブ AS-93/S10 リンス供給用 (red-red) 3ストッパー 12本入り 標準のPharMedより高純度でリンス溶液コンタミ低減 1.14 mm i.d.	
IAS04-SC0310	PharMedペリスタルティックポンプチューブ (red-red) 3ストッパー 12本入り	
B3140730同等品	AS-93/S10 リンス供給用 1.14 mm i.d.	
IAS04-SC0319	PharMedペリスタルティックポンプチューブ (purple-white) 3ストッパー 12本入り	
B3140721同等品	AS-93/S10 ドレイン用 2.79 mm i.d.	
その他		
IAS05-31-808-2649	アキシシャルパーズウィンドウ	
09992731		
IAS05-31-808-8098	ラジアルパーズウィンドウ	
N0690672		

* : 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承下さい。

* : 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

* : 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。