

部品価格表

2021年7月1日現在



株式会社イアス

〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1







TEL: 042-511-2964 FAX: 050-3153-7645

URL: <https://iasinc.jp> E-mail: iasjapan@iasinc.jp

メーカー名: PerkinElmer (ICP-MS)









モデル名: ELAN DRC-e/DRC II

イアスNo.	部品名称	写真
	注釈	
ネブライザー関連		
IAS03-TQ-30-A3	石英 ネブライザー A3型	
	ELAN DRC II 標準	
IAS01-2020	PFA-20 ネブライザー	
IAS01-2000	PFA-50 ネブライザー	
IAS01-2002	PFA-100 ネブライザー	
IAS01-2005	PFA-400 ネブライザー	
IAS01-2002-9500-100	PFA-100 ネブライザー AS-9X/S10用強化プローブ付き プローブ取り付け部が曲がりにくいように強化されているタイプ	
IAS01-2005-9500-100	PFA-400 ネブライザー AS-9X/S10用強化プローブ付き プローブ取り付け部が曲がりにくいように強化されているタイプ	
IAS01-2002-3503-100	PFA-100 ネブライザー SC-2DX用強化プローブ付き プローブ取り付け部が曲がりにくいように強化されているタイプ	
IAS01-2005-3503-100	PFA-400 ネブライザー SC-2DX用強化プローブ付き プローブ取り付け部が曲がりにくいように強化されているタイプ	
IAS01-2040	PFA-ST ネブライザー チューブなし	
IAS01-2040-YY	PFA-ST ネブライザー チューブ2本付 チューブは流量100, 400, 700 μL/min用より2本選択	
IAS01-2042	STネブライザー用チューブ 100 μL/min用	
IAS01-2041	STネブライザー用チューブ 400 μL/min用	
IAS01-2044	STネブライザー用チューブ 700 μL/min用	

イアスNo.	部品名称	写真
	注釈	
IAS01-5057-9250-100	STネブライザー用 AS-9X/S10用プローブ 100 μL/min用 プローブホルダー付き	
IAS01-5057-9500-100	STネブライザー用 AS-9X/S10用プローブ 400 μL/min用 プローブホルダー付き	
IAS01-5057-9750-100	STネブライザー用 AS-9X/S10用プローブ 700 μL/min用 プローブホルダー付き	
IAS01-5037-3250-100	STネブライザー用 SC-2DX用プローブ 100 μL/min用	
IAS01-5037-3500-100	STネブライザー用 SC-2DX用プローブ 400 μL/min用	
IAS01-5037-3800-100	STネブライザー用 SC-2DX用プローブ 700 μL/min用	
スプレーチャンバー		
IAS05-20-809-0280Q	石英 サイクロンスプレーチャンバー、ボールジョイントタイプ	
同等品	ELAN DRCII 標準	
IAS01-3154-1018-090	石英 Oリングフリーサイクロンスプレーチャンバー ボールジョイントタイプ ネブライザー差込口Oリングフリー、 ドレインラインネジ切りタイプ	
IAS01-3154-1111	PC3用 石英 Oリングフリーサイクロンスプレーチャンバー (O2導入口付き)	
IAS01-2100-9472	47 mm PFAスプレーチャンバー+エンドキャップ	
	耐HF用	

イアスNo.	部品名称	写真
	注釈	
トーチ関連		
IAS05-30-808-8107	石英 デマウンタブルトーチ	
同等品		
IAS05-31-808-0806	石英 2 mm トーチインジェクター ボールジョイントタイプ	
同等品	ELAN DRCII 標準	
IAS01-1134-0101	石英 1 mm トーチインジェクター	
IAS01-1134-0151	石英 1.5 mm トーチインジェクター	
IAS01-1134-0201	石英 2 mm トーチインジェクター	
IAS01-1103-0181	サファイア 1.8 mm トーチインジェクター	
IAS01-1113-0201	Pt 2 mm トーチインジェクター	
IAS01-0102K	Pt トーチインジェクター再生 インジェクターベース交換	
IAS01-1134-3100	石英 1 mm トーチインジェクター カセットタイプトーチマウント用	
IAS01-1134-3150	石英 1.5 mm トーチインジェクター カセットタイプトーチマウント用	
IAS01-1134-3201	石英 2 mm トーチインジェクター カセットタイプトーチマウント用	
IAS01-1103-3181	サファイア 1.8 mm トーチインジェクター カセットタイプトーチマウント用	
IAS01-1113-3201	Pt 2 mm トーチインジェクター カセットタイプトーチマウント用	
IAS01-0103K	Pt トーチインジェクター再生, カセットタイプトーチマウント用 インジェクターベース交換	

イアスNo.	部品名称	写真
	注釈	
コーン		
IAS04-SC2011-Ni	Ni サンプルングコーン	
	ELAN DRC-e 標準	
IAS04-SC2011-Ni-3	Ni サンプルングコーン 3個以上	
	Ni コーン3個以上同時購入の場合	
IAS04-SC2013-Pt	Pt サンプルングコーン	
	ELAN DRCII 標準、下取り対象製品	
IAS04-SC2012-Ni	Ni スキマーコーン	
	ELAN DRC-e 標準	
IAS04-SC2012-Ni-3	Ni スキマーコーン 3個以上	
	Ni コーン3個以上同時購入の場合	
IAS04-SC2014-Pt	Pt スキマーコーン	
	ELAN DRCII 標準、下取り対象製品	
IAS04-SC5011	サンプルングコーン用Oリング 5個入り	
IAS04-SC5012	スキマーコーン用Oリング 5個入り	

イアスNo.	部品名称	写真
	注釈	
ペリスタルティックポンプチューブ		
IAS05-0.76-BLK	PVCペリスタルティックポンプチューブ (black-black) 12本入り	
同等品	サンプル用 0.76 mm i.d.	
IAS05-3.17-BLKW	PVCペリスタルティックポンプチューブ (black-white) 12本入り	
同等品	ドレイン用 3.17 mm i.d.	
IAS04-SC0336-4P	PharMedペリスタルティックポンプチューブ 標準スプレーチャンバードレイン用 (purple-white) 4本入り	
同等品	標準のTygonより長寿命なタイプ 2.79 mm i.d.	
IAS01-4399-1004	PharMedペリスタルティックポンプチューブ ESIスプレーチャンバードレイン用 (grey-grey) 4本入り	
同等品	1.30 mm i.d.	
IAS01-4398-3114	Tygonペリスタルティックポンプチューブ AS-93/S10 リンス供給用 (red-red) 3ストッパー 12本入り	
同等品	標準のPharMedより高純度でリンス溶液コンタミ低減 1.14 mm i.d.	
IAS04-SC0310	PharMedペリスタルティックポンプチューブ (red-red) 3ストッパー 12本入り	
同等品	AS-93/S10 リンス供給用 1.14 mm i.d.	
IAS04-SC0319	PharMedペリスタルティックポンプチューブ (purple-white) 3ストッパー 12本入り	
同等品	AS-93/S10 ドレイン用 2.79 mm i.d.	
その他		
IAS05-70-900-2006C	RFコイル	
同等品		

*: 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承下さい。

*: Pt製コーンは下取りを行っております。

*: 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

*: 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。