

部品価格表

2021年7月1日現在



株式会社イアス

〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1









TEL: 042-511-2964 FAX: 050-3153-7645

URL: <https://iasinc.jp> E-mail: iasjapan@iasinc.jp

メーカー名: Thermo Fisher Scientific (Finnigan) (ICP-MS)

モデル名: ELEMENT2 / ELEMENTXR / NEPTUNE

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ネブライザー関連		
IAS05-AR35-1-FM01E	MicroMist ネブライザー AR35-1-FM01E	
	100 μL/min	
IAS05-EZT-050	EzyFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.25 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り 上記 MicroMistネブライザー用 チューブ	
IAS01-2020	PFA-20 ネブライザー	
1600427/81024467		
IAS01-2000	PFA-50 ネブライザー	
1600165/81010707		
IAS01-2002	PFA-100 ネブライザー	
1600342/81010709		
IAS01-2020-0100-080	PFA-20 ネブライザー ASX-100用強化プローブ付き プローブ取り付け部が曲がりにくいように強化されているタイプ	
IAS01-2000-0100-080	PFA-50 ネブライザー ASX-100用強化プローブ付き プローブ取り付け部が曲がりにくいように強化されているタイプ	
IAS01-2002-0100-080	PFA-100 ネブライザー ASX-100用強化プローブ付き プローブ取り付け部が曲がりにくいように強化されているタイプ	
IAS01-2040	PFA-ST ネブライザー チューブなし	
IAS01-2040-YY	PFA-ST ネブライザー チューブ2本付 チューブは流量100, 400, 700 μL/min用より2本選択	
IAS01-2042	STネブライザー用チューブ 100 μL/min用	
IAS01-2041	STネブライザー用チューブ 400 μL/min用	
IAS01-2044	STネブライザー用チューブ 700 μL/min用	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
IAS01-5037-3250-100	STネブライザー用 SC-2DX用プローブ 100 μL/min用	
IAS01-5037-3500-100	STネブライザー用 SC-2DX用プローブ 400 μL/min用	
IAS01-5037-3800-100	STネブライザー用 SC-2DX用プローブ 700 μL/min用	
スプレーチャンバー		
IAS01-2100-5471	47 mm PFAスプレーチャンバー+エンドキャップ	
ES-2180-5471		
トーチ関連		
IAS05-31-808-0451	石英 デマウンタブルトーチ	
1091250同等品		
IAS01-1024-0150	石英 1.5 mm トーチインジェクター	
IAS01-1003-0180	サファイア 1.8 mm トーチインジェクター (CDタイプ)	
ES-1003-0180		
IAS01-1013-0180	Pt 1.8 mm トーチインジェクター	
ES-1013-0200		
IAS01-1002-1000	石英 デマウンタブルトーチ Oリングフリーインジェクター用	
ES-1002		
IAS01-1025-0100	石英 1 mm トーチインジェクター ボールジョイントタイプ	
IAS01-1024-1150	石英 1.5 mm Oリングフリートーチインジェクター	
ES-1023-0200		
IAS01-1003-1180	サファイア 1.8 mm Oリングフリートーチインジェクター	
ES-1003-1180		

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
コーン		
IAS05-TF1001-Ni/Cu	Ni サンプルングコーン Cuベース	
1044530同等品		
IAS05-TF1002A-Ni	Ni スキマーコーン	
1067600同等品		
IAS05-TF1002X-Ni	Ni X-スキマーコーン	
1142160同等品		
IAS05-TF1006A-Pt/Cu	Pt サンプルングコーン Cuベース	
1067501同等品	下取り対象製品	
IAS05-TF1007X-Pt	Pt スキマーコーン	
1142150同等品	下取り対象製品	
ペリスタルティックポンプチューブ		
IAS04-SC0334	PharMedペリスタルティックポンプチューブ (purple-black) 12本入り	
1066310同等品	ドレイン用 2.79 mm i.d.	
IAS01-4399-1004	PharMedペリスタルティックポンプチューブ ESIスプレーチャンバードレイン用 (grey-grey) 4本入り	
	1.30 mm i.d.	
その他		
IAS01-1001-0002	グラスリング (CD-2)	
1136500同等品	インシュレーター	
IAS04-T5004	Pt シールド板	
1126640同等品	下取り対象製品	

*: 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承下さい。

*: Pt製コーン、シールドは下取りを行っております。

*: 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

*: 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。