

部品価格表

2021年7月1日現在



株式会社イアス






〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1
















TEL: 042-511-2964 FAX: 050-3153-7645










URL: <https://iasinc.jp> E-mail: iasjapan@iasinc.jp

メーカー名: PerkinElmer (ICP-OES)

モデル名: Optima 2000/4000/5000/7000/8000

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ネブライザー関連		
IAS03-TR-30-A3	ネブライザー A3型	
00472020		
IAS03-TR-50-C1	ネブライザー C1型 高塩濃度用	
00472022	2000/4000/5000/7000標準	
IAS03-TR-50-K1	ネブライザー K1型	
N0777707	8000標準	
IAS05-AR30-07-FC2E	Conikal ネブライザー AR30-07-FC2E	
IAS05-AR30-07-FSS2E	SeaSpray ネブライザー AR30-07-FSS2E	
N0775345	高塩濃度用	
IAS05-ARG-07-UC2	Conikal ネブライザー ARG-07-UC2	
IAS05-ARG-07-USS2	SeaSpray ネブライザー ARG-07-USS2	
N0775345	高塩濃度用	
IAS05-EZT-075	EzyFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.75 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り 上記 Conikal, SeaSprayネブライザー用 チューブ	
IAS05-NFT-075	UniFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.75 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り 上記 Conikal, SeaSprayネブライザー用 チューブ	
IAS19-PMM4000-308	Mira Mist ネブライザー 耐HF用標準、PEEK製	
N0775330		
IAS01-5057-9500-100	STネブライザー用 AS-9X/S10用プローブ 400 μL/min用 プローブホルダー付き AS-9X/S10 プローブとして使用可能	
IAS01-5057-9750-100	STネブライザー用 AS-9X/S10用プローブ 700 μL/min用 プローブホルダー付き AS-9X/S10 プローブとして使用可能	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
スプレーチャンバー		
IAS05-20-809-0434	サイクロンスプレーチャンバー	
N0776052	標準	
IAS05-20-809-0434HE	サイクロンスプレーチャンバー Oリングフリー	
N0775351		
IAS05-20-809-0208	サイクロンスプレーチャンバー(7 mm バッフル付き)	
N0776053		
IAS05-20-809-0004HE	サイクロンスプレーチャンバー Oリングフリー, 補助ガスポート付き	
IAS05-20-809-0246HE	水冷式サイクロンスプレーチャンバー(バッフル付き) Oリングフリー	
IAS05-20-809-2510	PTFE サイクロンスプレーチャンバー	
N0777496	耐HF用標準	
IAS05-UFT-075	UniFit スプレーチャンバードレインチューブ 1.3 mm o.d. x 0.75 mm i.d. x 700 mm 長さ 3本入り	
N0774077		
トーチ関連 2000/4000/5000/7000DV用		
IAS18-310-42	アルミナ 2.0 mm トーチインジェクター	
N0775177同等品	標準	
IAS05-31-808-1154	石英 1.2 mm トーチインジェクター	
N0775226同等品	水素化物用標準	
IAS05-30-808-0845	石英 デマウンタブルトーチ 1スロット (水溶液用)	
N0770338同等品	標準	
トーチ関連 5000/7000V用		
IAS05-30-807-0064	石英 デマウンタブルトーチ 3スロット	
N0771500同等品	標準	
IAS05-31-807-0050	石英 2.0 mm テーパートーチインジェクター	
N0695442同等品		
トーチ関連 8000DV用		
IAS18-310-48	アルミナ 2.0 mm トーチインジェクター	
N0781014同等品	標準	
IAS05-31-808-3258	石英 2.0 mm テーパートーチインジェクター	
N0781050同等品		
IAS05-31-808-3255	石英 デマウンタブルトーチ 1スロット	
N0780130同等品	標準	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ペリスタルティックポンプチューブ		
IAS05-0.76-BLK	PVCペリスタルティックポンプチューブ (black-black) 12本入り	
09908587同等品	サンプル用 0.76 mm i.d.	
IAS05-1.14-RED	PVCペリスタルティックポンプチューブ (red-red) 12本入り	
N0680375 / 09908585 同等品	ドレイン用、水素化物還元剤用 1.14 mm i.d.	
IAS05-1.52-YB	PVCペリスタルティックポンプチューブ (yellow-blue) 12本入り	
09923536同等品	水素化物サンプル用 1.52 mm i.d.	
IAS05-3.17-BLKW	PVCペリスタルティックポンプチューブ (black-white) 12本入り	
N8122012同等品	水素化物ドレイン用 3.17 mm i.d.	
IAS01-4398-3114	Tygonペリスタルティックポンプチューブ AS-93/S10 リンス供給用 (red-red) 3ストッパー 12本入り 標準のPharMedより高純度でリンス溶液コンタミ低減 1.14 mm i.d.	
IAS04-SC0310	PharMedペリスタルティックポンプチューブ (red-red) 3ストッパー 12本入り	
B3140730同等品	AS-93/S10 リンス供給用 1.14 mm i.d.	
IAS04-SC0319	PharMedペリスタルティックポンプチューブ (purple-white) 3ストッパー 12本入り	
B3140721同等品	AS-93/S10 ドレイン用 2.79 mm i.d.	
その他 2000/4000/5000/7000DV用		
IAS05-31-800-0018	トーチボンネット	
N0775289同等品		
IAS05-31-808-0551	Axial用 パージウィンドウ (17 mm ディスク)	
N0771116同等品		

* : 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承下さい。

* : 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

* : 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。