

部品価格表

2021年7月1日現在



株式会社イアス







〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1









TEL: 042-511-2964 FAX: 050-3153-7645








URL: <https://iasinc.jp> E-mail: iasjapan@iasinc.jp

メーカー名: 日立ハイテクサイエンス (SII/Varian) (ICP-MS)

モデル名: SPQ9700/800-MS

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ネブライザー関連		
IAS05-AR30-1-FM02E	MicroMist ネブライザー AR30-1-FM02E	
	200 μL/min	
IAS05-AR30-1-FM04E	MicroMist ネブライザー AR30-1-FM04E	
K-W10800419 /2010102100	400 μL/min	
IAS05-ARG-1-UM02	MicroMist ネブライザー ARG-1-UM02	
	200 μL/min	
IAS05-ARG-1-UM04	MicroMist ネブライザー ARG-1-UM04	
	400 μL/min	
IAS05-EZT-050	EzyFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.5 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
K-W10800417	上記ネブライザー用 チューブ	
IAS05-NFT-050	UniFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.5 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
K-W10800417	上記ネブライザー用 チューブ	
IAS01-2002	PFA-100 ネブライザー	
K-W10700050	100 μL/min、耐HF用	
IAS01-2002-3503-100	PFA-100 ネブライザー SC-2DX用強化プローブ付き	
	プローブ取り付け部が曲がりにくいように強化されているタイプ	

イアスNo. メーカーNo. (参考)	部品名称 注釈	写真
IAS01-2040	PFA-ST ネブライザー チューブなし	
IAS01-2040-YY	PFA-ST ネブライザー チューブ2本付 チューブは流量100, 400, 700 µL/min用より2本選択	
IAS01-2042	STネブライザー用チューブ 100 µL/min用	
IAS01-2041	STネブライザー用チューブ 400 µL/min用	
IAS01-2044	STネブライザー用チューブ 700 µL/min用	
IAS01-5037-3250-100	STネブライザー用 SC-2DX用プローブ 100 µL/min用	
IAS01-5037-3500-100	STネブライザー用 SC-2DX用プローブ 400 µL/min用	
IAS01-5037-3800-100	STネブライザー用 SC-2DX用プローブ 700 µL/min用	
スプレーチャンバー		
IAS05-20-808-1209 K-W10800349 /2010101000同等品	スコットスプレーチャンバー	
IAS01-2183-0351 K-W10800432+K-W10800435 /ES-2183-0351+ES-5010-0351-83	35 mm PFAスプレーチャンバー+エンドキャップ 耐HF用	
トーチ関連		
IAS05-30-808-1206 K-W10800347 /2010100700同等品	石英 トーチ ボールジョイントタイプ	
IAS01-1843-8300 K-W10800429 /ES-1843-8300	石英 デマウンタブルトーチ Oリングフリーインジェクター用	
IAS01-1813-2200 K-W10800434 /ES-1813-2200	Pt 2 mm Oリングフリートーチインジェクター	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
サンプリングコーン		
IAS03-MC15300	Ni サンプリングコーン (without CRI)	
9910115300 /K-W10800441		
IAS03-MC35900	Ni サンプリングコーン (with CRI purge)	
9910135900		
IAS03-MC17000	Pt サンプリングコーン (without CRI)	
9910117000		
IAS03-MC36000	Pt サンプリングコーン (with CRI purge)	
9910136000		
スキマーコーン		
IAS03-MC21000	Ni スキマーコーン (without CRI)	
9910121000		
IAS03-MC21200	Ni スキマーコーン (with CRI)	
9910121200 /K-W10800440		
IAS03-MC21100	Pt スキマーコーン (without CRI)	
9910121100		
IAS03-MC21300	Pt スキマーコーン (with CRI)	
9910121300		
ペリスタルティックポンプチューブ		
IAS05-0.76-BLK	PVCペリスタルティックポンプチューブ (black-black) 12本入り	
K-Y10700080 /3710027200	サンプル用 0.76 mm i.d.	
IAS05-1.65-BLU	PVCペリスタルティックポンプチューブ (blue-blue) 12本入り	
K-Y10700078 /3710034600	ドレイン用 1.65 mm i.d.	
その他		
IAS05-31-808-1207	石英 シースガスポート	
K-W10800348同等品 /2010100900		
IAS01-1883-0001	PFA シースガスアダプター	
K-W10800433 /ES-1883-0001		
IAS01-2044-0202	ドレイン、シースガスラインキット	
K-W10800436	PhaMedペリスタルティックポンプチューブ+テフロンライン +シースガスライン	

*: 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承下さい。

*: 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

*: 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。