

部品価格表

2021年7月1日現在



株式会社イアス

〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1













TEL: 042-511-2964 FAX: 050-3153-7645

URL: <https://iasinc.jp> E-mail: iasjapan@iasinc.jp

メーカー名: 日立ハイテクサイエンス(SII/セイコー) (ICP-OES)

モデル名: SPS1000/3000/4000/7000 PS3000/7000

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ネブライザー関連		
IAS03-TR-30-A2	ネブライザー A2型	
TR-30-A2/0CA1500210	標準	
IAS03-TR-30-C2	ネブライザー C2型 高塩濃度用	
TR-30-C2/0CA1500070		
IAS05-AR30-1-FC2E	Conikal ネブライザー AR30-1-FC2E	
GEN-001		
IAS05-AR30-1-FSS2E	SeaSpray ネブライザー AR30-1-FSS2E	
	高塩濃度用	
IAS05-ARG-1-UC2	Conikal ネブライザー ARG-1-UC2	
IAS05-ARG-1-USS2	SeaSpray ネブライザー ARG-1-USS2	
K-W10701912 / K-W10701937	高塩濃度用	
IAS05-ARG-1-CP2	PolyCon ネブライザー ARG-1-CP2	
	耐HF用	
IAS05-ARG-1-PFA2	OpalMist ネブライザー ARG-1-PFA2	
	耐HF用	
IAS05-EZT-075	EzyFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.75 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
K-W10700992	上記 Conikal, SeaSprayネブライザー用 チューブ	
IAS05-NFT-075	UniFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.75 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り 上記 Conikal, SeaSpray, PolyCon(新型), OpalMist(新型) ネブライザー用 チューブ	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
スプレーチャンバー		
IAS05-20-808-8881HE	サイクロンスプレーチャンバー ボールジョイントタイプ Oリングフリー	
K-W10701540		
IAS05-20-809-9119HE	サイクロンスプレーチャンバー(バップル付き) ボールジョイントタイプ Oリングフリー	
K-W10701418		
IAS05-21-808-8214	ドレインデバイス	
IAS05-20-809-2508	PTFE サイクロンスプレーチャンバー	
	耐HF用	
IAS05-21-809-2540	HF ドレインデバイス	
	耐HF用	
トーチ関連		
IAS03-ML195005	石英 1.5 mm トーチ 標準(A型)	
OCA1600010 /GAA-0401同等品		
IAS03-ML195010	石英 2 mm トーチ 高塩濃度用(C型)	
OCA1600120/ CA1-60-12B-3同等品		
IAS03-ML195008	石英 0.85 mm トーチ 有機溶媒用(D型)	
OCA1600110同等品		
IAS05-31-808-0015	アルミナ 1.8 mm テーパートーチインジェクター	
IAS05-31-808-3001	サファイア 2.0 mm トーチインジェクター	
IAS05-31-807-0521	石英 デマウントブルトーチ	
IAS05-31-808-2684	トーチアダプター	

*: 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承下さい。

*: 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

*: 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。