

部品価格表

2021年7月1日現在



株式会社イアス



〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1

TEL: 042-511-2964 FAX: 050-3153-7645

URL: <https://iasinc.jp> E-mail: iasjapan@iasinc.jp

メーカー名: Thermo Fisher Scientific (ICP-MS)

モデル名: X-series

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ネブライザー関連		
IAS03-TQ-30-A1	石英 ネブライザー A1型	
IAS05-AR35-1-FM01E	MicroMist ネブライザー AR35-1-FM01E 100 µL/min	
IAS05-EZT-025	EzyFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.25 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り 上記 MicroMistネブライザー用 チューブ	
IAS01-2000 ES-2000-VG	PFA-50 ネブライザー	
IAS01-2002 ES-2002-VG	PFA-100 ネブライザー	
IAS01-2000-3503-100	PFA-50 ネブライザー SC-2DX用強化プローブ付き プローブ取り付け部が曲がりにくいように強化されているタイプ	
IAS01-2002-3503-100	PFA-100 ネブライザー SC-2DX用強化プローブ付き プローブ取り付け部が曲がりにくいように強化されているタイプ	
IAS01-2040	PFA-ST ネブライザー チューブなし	
IAS01-2040-YY	PFA-ST ネブライザー チューブ2本付 チューブは流量100, 400, 700 µL/min用より2本選択	
IAS01-2042	STネブライザー用チューブ 100 µL/min用	
IAS01-2041	STネブライザー用チューブ 400 µL/min用	
IAS01-2044	STネブライザー用チューブ 700 µL/min用	
IAS01-5037-3250-100	STネブライザー用 SC-2DX用プローブ 100 µL/min用	
IAS01-5037-3500-100	STネブライザー用 SC-2DX用プローブ 400 µL/min用	
IAS01-5037-3800-100	STネブライザー用 SC-2DX用プローブ 700 µL/min用	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
IAS19-PMM4000-204	Mira Mist ネブライザー	
	PEEK製 耐HF用	
スプレーチャンバー		
IAS01-2124-5471	47 mm PFAスプレーチャンバー+エンドキャップ	
	耐HF用	
トーチ関連		
IAS01-1202-0301	石英 デマウントブルトーチ オリングフリーインジェクター用	
IAS01-1223-3150	石英 1.5 mm オリングフリートーチインジェクター	
IAS01-1203-3150	サファイア 1.5 mm オリングフリートーチインジェクター	
IAS01-1203-3180	サファイア 1.8 mm オリングフリートーチインジェクター	
IAS05-TG5003	Agシールド板	
3601219同等品		
ペリスタルティックポンプチューブ		
IAS05-0.76-BLK	PVCペリスタルティックポンプチューブ (black-black) 12本入り	
	サンプル用 0.76 mm i.d.	
IAS05-1.02-WHT	PVCペリスタルティックポンプチューブ (white-white) 12本入り	
	ドレイン用 1.02 mm i.d.	
IAS05-0.38-OG	PVCペリスタルティックポンプチューブ (orange-green) 12本入り	
	内標準添加用 0.38 mm i.d.	
IAS05-0.38-OG-F	PVCペリスタルティックポンプチューブ フレアーエンド (orange-green) 6本入り	
	内標準添加用 0.38 mm i.d.	

*: 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承下さい。

*: 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

*: 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。